

パックテスト®

[徳用セット]

PACKTEST
[Economy Package]

型式：KR- 全15項目

価格：各11,000円(税別)

標準タイプ3箱分が入って20%安く、
経済的にご利用いただけます。

[特許取得済]

標準色1枚入り。
包装外形 約165L×110W×130H mm
梱包重量 約325g



型式	測定項目	測定回数	型式	測定項目	測定回数
KR-CIO・DP	残留塩素(遊離)	150	KR-Ni	ニッケル	150
-CN-2	遊離シアン	120	ReNew -NH4-4	アンモニウム、アンモニウム態窒素	150
-COD-2	COD	150	-NO2	亜硝酸、亜硝酸態窒素	150
-COD(D)-2	COD(低濃度)	150	-NO3	硝酸、硝酸態窒素	150
-Cr ⁶⁺	6価クロム	150	-pH	pH(ピーエイチ)	150
-Cu	銅	150	-PO4	りん酸、りん酸態りん	120
-Fe	鉄	150	-Zn	亜鉛	150
-Fe(D)	鉄(低濃度)	150			

パックテスト®

[10回分入り]

PACKTEST
[10 Tests Package]

型式：ZAK- 全14項目

価格：右欄参照

各項目ごとの10回分セットです。
個人、市民活動、教材等にご利用ください。

[特許取得済]

標準色1枚入り。
包装外形 約110L×26W×162H mm
梱包重量 約56g



型式	測定項目	価格
ZAK-CIO・DP	残留塩素(遊離)	1,600円(税別)
-COD-2	COD	1,600円(税別)
-COD(D)-2	COD(低濃度)	1,600円(税別)
-Cu	銅	1,600円(税別)
-Fe(D)	鉄(低濃度)	1,600円(税別)
ReNew -NH4-4	アンモニウム、アンモニウム態窒素	1,600円(税別)
-NO2	亜硝酸、亜硝酸態窒素	1,600円(税別)
-NO3	硝酸、硝酸態窒素	1,600円(税別)
-pH	pH(ピーエイチ)	1,600円(税別)
-PO4(D)	りん酸(低濃度)、りん酸態りん(低濃度)	1,850円(税別)
-TH	全硬度(総硬度)	1,600円(税別)
-Zn	亜鉛	1,600円(税別)
-ANC ★	pHアントシアニン	1,600円(税別)
-RC ★	緑茶タンニン	1,600円(税別)

★ パックテスト[10回分入り]のみの項目です。